

CK 試薬リスト

メーカー名	セロテック				デンカ生研(株)				(株)三菱化学ヤトロン				ロシュダイアグノスティックス(株)			
試薬名	「セロテック」CK-L (R1)		「セロテック」CK-L (R2)		CPK-G A		CPK-G B		イイトロQ CKレト J (R1)		イイトロQ CKレト J (R2)		自動分析用シリーズ 「BMY」CK・NAC試薬 ¹		自動分析用シリーズ 「BMY」CK・NAC試薬 ²	
原理	JSCC標準化対応				JSCC標準化対応				JSCC標準化対応				JSCC標準化対応			
標準液	キャリブ-EN,EE				酵素キャリブレータ				酵素キャリブレーター				自動分析用キャリブレーター			
注意事項													冷蔵(2℃~8℃)			
基準範囲	27~243				106~211				32~187				E:62~287 IU/L、女性:45~163 I			
測定範囲	0~4500				0~2500				~3000				3~2000 IU/L			
コンタミの影響を受ける試薬	CK-MB															
コンタミの影響を与える試薬	Mg								Mg		Mg		MG, GLU			
製造後有効期間	1年		1年		1年		1年		1年		1年		使用期限まで		使用期限まで	
調整(開封)後有効期間	2ヶ月間		2ヶ月間		1ヶ月間		1ヶ月間		3週間		3週間		1週間		3週間	
包装容量(ml)定価	60X4	40,000	30X2	9,000	100㊦	14,500	40㊦	14,500	60X2	27,700	20X4	28,800	100X10	80,000	50X4	20,000
	80X4	50,000	40X4	20,000	100㊦	14,500	40㊦	14,500	68X4	55,400	30X2	14,800				
	160X3	72,000	100X3	30,000	750㊦	90,000	300㊦	90,000	80X2	32,000	40X2	20,000				
									180X3	84,300	180X3	67,500				

メーカー名	ロシュダイアグノスティックス(株)				協和メデックス(株)				シスメックス(株)				第一化学薬品(株)			
試薬名	リキテックCK・ NACプラス 試薬 1		リキテックCK・ NACプラス 試薬 2		デタナー-L-CP K(R1)		デタナー-L-C PK(R2)		CK-L-R1		CK-L-R2		ピュアオートS CK①		ピュアオートS CK②	
原理	自動分析用キャリブレーター				JSCC標準化対応				JSCC標準化対応				JSCC標準化対応			
標準液	冷蔵(2℃~8℃)				酵素キャリブレータ				酵素キャリブレーター				酵素キャリブレータ			
注意事項	男性:62~287、女性:45~163															
基準範囲	2~2500 IU/L				62~287(男性)45~163(女性)				M 62~287 F 45~163				50~200U/L			
測定範囲					2000IU/Lまで				3~2000				6~2500			
コンタミの影響を受ける試薬	GLU				CK-MB											
コンタミの影響を与える試薬					試薬中にMgを含む				Mg, Glu,				Mg			
製造後有効期間	使用期限まで		使用期限まで		1年		1年		1年		1年		6ヶ月		6ヶ月	
調整(開封)後有効期間	4週間		4週間		1ヶ月		1ヶ月		1ヶ月間		1ヶ月間		1ヶ月		1ヶ月	
包装容量(ml)定価	200X4	63,000	100X2	42,000	60X3	40,700	20X2	8,400	200X3	47,000	100X3	58,000	100X4	52,000	100X2	34,000
	80X4	56,000	20X4	18,000	70X2	22,800	20X3	15,800	95X3	25,000	20X3	17,000	50X4	26,000	50X2	17,000
					90X4	58,800	50X4	42,000	65X3	18,000	15X3	12,000				
									22X5	13,000						

CK 試薬リスト

メーカー名	オーソ(株)		アークレイ(株)		富士フィルム(株)		
試薬名	ビトロス スライド CPK		スポットケム II CPK		CPK-P III		
原理	GK/ α -GPO/POD法		JSCC標準化対応		クレアチニン酸基質・ジアホラーゼ・ホルマザン色素法		
標準液	CALKIT3		専用キャリブレーター		なし(QCカード補正)		
注意事項	ドライ		SP-4410以外は磁気カードキャリブレーション				
基準範囲	55~170		<244		(男)40-200 (女)30-150		
測定範囲	20~1600		50~2000		10-2000		
コンタミの影響を受ける試薬							
コンタミの影響を与える試薬							
製造後有効期間	1年半		1年		1年6ヶ月		
調整(開封)後有効期間	機器装填後(7日)		1測定用個別包装		-		
包装容量(ml)定価	300回 (50回x6本)		無記載	25枚入り	3,500	50枚	7,000