

γ-GTP 試薬リスト

メーカー名	セロテック				デンカ生研(株)								(株)三菱化学ヤトロン			
試薬名	「セロテック」γGT-L(R1)		「セロテック」γGT-L(R2)		γ-GT(IF)-S A		γ-GT(IF)-S B		γ-GTP(S) A		γ-GTP(S) B		イイトロQ γ-G Tレト J (R1)		イイトロQ γ-G Tレト J (R2)	
原理	JSCC標準化対応				IFCC標準化対応				Glu-3-CA-4-NA基質法				JSCC標準化対応			
標準液	キャリブ-EN,EE				酵素キャリブレター								酵素キャリブレター			
注意事項	実測Kでの測定法の場合はSzasz															
基準範囲	7~68				16~73				男8~34 女6~27				(男)16~84、(女)12~48			
測定範囲	0~1500				0~2300				0~1500				~2000			
コンタミの影響を受ける試薬																
コンタミの影響を与える試薬																
製造後有効期間	1年6ヶ月		1年6ヶ月		9ヶ月		9ヶ月		9ヶ月		9ヶ月		8ヶ月		8ヶ月	
調整(開封)後有効期間	1ヶ月間		1ヶ月間		1ヶ月間		1ヶ月間		1ヶ月間		1ヶ月間		1ヶ月		1ヶ月	
包装容量(ml) 定価	60×4	14,000	30×2	6,000	50X5	19,000	25X5	28,000	50X5	17,000	20X5	25,000	60X2	8,000	30X2	18,000
	80×4	18,500	40×4	11,000	80X4	24,300	80X2	35,900	80X4	21,000	60X2	30,000	80X2	6,400	40X2	14,400
	160×3	20,000	100×3	16,000	200X5	32,000	100X5	65,000					240X2	12,800	80X2	19,200
	350×3	28,000	160×3	20,000	60X4	22,000	60X2	29,000					580X3	46,500	180X3	64,800

メーカー名	ロシュダイアグノスティックス(株)				ロシュダイアグノスティックス(株)				協和メデックス(株)							
試薬名	リキテックγ-GT 試薬1		リキテックγ-GT 試薬2		リキテックγ-GT 試薬1-T		リキテックγ-GT 試薬2-T		リキテック γ-GT IFCC 試薬1		リキテック γ-GT IFCC 試薬2		テタナー-L-γG TP II (R1)		テタナー-L-γG TP II (R2)	
原理	JSCC標準化対応								JSCC標準化対応				JSCC標準化対応			
標準液	自動分析用キャリブレター								自動分析用キャリブレター				酵素キャリブレター			
注意事項	冷蔵(2℃~8℃)								冷蔵(2℃~8℃)							
基準範囲	男性:11~58、女性:6~46								男性:11~58、女性:6~46				11~58(男性)6~46(女性)			
測定範囲	2.5~2000 IU/L								3~2000 IU/L				2000IU/Lまで			
コンタミの影響を受ける試薬																
コンタミの影響を与える試薬																
製造後有効期間	使用期限まで		使用期限まで		使用期限まで		使用期限まで		使用期限まで		使用期限まで		1年		1年	
調整(開封)後有効期間	使用期限まで		使用期限まで		2~8℃で3週		2~8℃で3週		使用期限まで		使用期限まで		1ヶ月		1ヶ月	
包装容量(ml) 定価	250X4	33,000	100X4	54,000	250X4	33,000	100X4	54,000	250X4	33,000	100X4	54,000	60X3	12,200	20X3	17,000
	80X4	21,000	20X4	21,000	250X6	35,000	100X6	59,000	80X4	21,000	20X4	21,000	90X4	19,200	50X4	48,000
													150X4	16,000	150X2	36,000
		70X4		35,000						70X4		35,000				

